

4 – VÉRIFIER LA CHARGE DE VOTRE COUVERT

NOMBRE DE CLIGNOTEMENTS

- ● ● ← (3 x) - Pleine charge
- ● ← (2 x) - Vous pouvez prendre votre repas. Plus les clignotements sont intenses, plus votre couvert est chargé.
- ← (1 x) - Continuez à charger pour atteindre 2 clignotements.
- ← (0 x) - Attendre 1 minute pour atteindre 1 clignotement.

! LE CLIGNOTEMENT JAUNE NE SE DÉCLENCHE QUE LORSQUE VOUS POSEZ LE COUVERT SUR LE CHARGEUR. SI LE COUVERT EST DÉJÀ SUR LE CHARGEUR, RETIREZ PUIS REDÉPOSEZ.

Temps de charge : 5 minutes
Pour passer de 0% à 100%.

Temps de décharge : 4 jours
Pour passer de 100% à 0%.



● Témoin (3) d'état de charge du couvert :
1 série de clignotement(s) se déclenche en posant le couvert en charge sur le chargeur

5 – VOTRE PROGRAMME

Votre alarme est pré programmée à **10 secondes**. Mais vous pouvez la régler à votre guise

Et pour vous :

- Quels sont vos objectifs ?
- Quel est le programme le plus adapté ?
- Pour quelle durée ?

Si vous êtes suivi médicalement, pensez à partager vos objectifs et vos résultats avec votre équipe médicale.

Découvrez nos propositions de programme sur :
<https://www.slowcontrol.com/programmes.html>

Votre partage d'expérience est très utile

Gardons Contact

Nous serons heureux de suivre vos progrès !

Et un grand merci par avance pour votre support sur nos réseaux. ❤️

Si votre équipe médicale ne nous connaît pas encore, nous serons heureux de lui faire parvenir un kit pro en votre nom.
Nous contacter directement ou rendez vous sur Espace Pro Slow Control.



Manuel
utilisateur

Manuel utilisateur VIDÉOS TUTOS

slow
control!

1. Principe de fonctionnement : Quand s'allume la lumière rouge ? A quel moment se déclenche la vibration ?
2. Réglage de l'alarme : L'alarme est pré réglée à 10 secondes entre les bouchées. Comment modifier ce réglage?
3. Eviter les fausses détections et les vibrations dans l'assiette : Quel couteau / Quelle assiette choisir ? Et si le pain sert de couteau ?
4. Comment charger ses couverts : Bien comprendre les Témoins de charge et le temps de charge.



VOIR NOS VIDÉOS



www.slowcontrol.com/sav2023.html

1 – COUVERT INTELLIGENT

PRINCIPE

Une alarme intelligente va vous aider à manger plus lentement facilement.



Si vous tenez la fourchette par le manche et si les dents de la fourchette viennent toucher votre bouche, alors la fourchette va le détecter.

Cela sera compris par la fourchette comme une bouchée.

ON/OFF

ON : La fourchette s'allume automatiquement par une mise en bouche de la fourchette

OFF : La fourchette s'éteint automatiquement quand vous ne l'utilisez pas

ALARME

L'alarme (lumière et vibration) vous indique comment espacer les bouchées.



Lumière rouge clignotante
Clignote pour vous indiquer, que vous devez attendre avant la prochaine bouchée



Vibration dans le manche
Vibre si vous n'avez pas assez attendu.

Astuce :

La lumière rouge clignote toutes les secondes.
Exemple : 15 secondes = 15 clignotements

PRINCIPE

Par défaut votre alarme est réglée à 10 secondes entre deux bouchées.

Mais vous pouvez la régler facilement selon votre programme.

Pour la régler, voire nos vidéos tutos



VOIR NOS VIDÉOS →




<https://www.slowcontrol.com/sav2023.html>

2 – PRECAUTIONS D'EMPLOI

« FAUSSES » DETECTIONS

Attention ! Votre fourchette n'est pas censé vibrer toute seule.


Si cela vous arrive, c'est que votre seconde main est venu faire un contact avec la tête de fourchette. Elle croit alors que c'est votre bouche. Voici comment cela peut arriver



Pain :
Ne vous servez pas d'un bout de pain à la place de notre couteau.



Tête inox :
Ne pas toucher la tête de fourchette avec le doigt.



Couteau :
Utilisez notre couteau qui est isolé.



Contenant :
Attention aux barquettes trop fines (yaourt) ou aux assiettes métalliques.

LAVAGE

Préconisation : Lavage à la main

- Eviter l'immersion
- Eviter le lavage en machine



Accident de lavage : si votre électronique prend l'eau :

Cela peut se manifester par un dysfonctionnement de l'électronique qui ne réagit plus normalement

Procédure de secours

1. Laisser quelques heures le couvert tête en l'air (pour faire descendre la goutte d'eau au fond)
2. Passer au sèche cheveux (30 cm) le bas du couvert pour faire évaporer le résidu d'eau
3. Tester


3 – CHARGER VOTRE COUVERT

FOURCHETTE SUR LE CÔTÉ



Le contact « gauche » devra toucher le cou de la tête du couvert

Le contact « droit » devra toucher l'inox du manche



CUILLÈRE SUR LE DOS

